



Avant d'utiliser un releveur-mobile, sont à prendre en compte : le handicap physique, la pathologie et la morphologie du patient.


GUIDE D'UTILISATION

Nous avons mis en place un code couleur afin d'identifier rapidement la taille de chaque sangle :

- à la taille S correspond la couleur Jaune
- à la taille M correspond la couleur Rouge
- à la taille L correspond la couleur Verte
- à la taille XL correspond la couleur Bleue
- aux tailles 2XL, 3XL, 4XL correspondent la couleur Orange
- à la taille TU (Taille Unique) correspond la couleur Noire

Pour sélectionner la taille d'une sangle, il faut faire correspondre le tour de poitrine (sangle sous-axillaire) ou de taille (sangle dorsale et sangle d'aide à la déambulation) avec les cotes présentes sur les documentations.

TAILLES	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
TOUR DE POITRINE	70/90	90/115	115/140	140/165	154/186	172/206	196/232
ENTRE LA TAILLE ET LES HANCHES	70/90	90/115	115/140	140/165	154/186	172/206	196/232



	BLUE WAYUP (pages 26-27)	BLUE WAYUP ECP (pages 28-29)	WAYUP (pages 32-33)	WAYUP ECP (pages 34-35)	EASYLEV (pages 38-39)	EASYLEV ECP (pages 40-41)	WAYUP 200-300 (pages 44-45)	EASYLEV 200-300 (pages 46-47)
SANGLE ÉCO (page 50)	★	★	★	★	★	★	★	★
SANGLE SOUS-AXILLAIRE (page 50)	★★	★★	★★	★★	★★★	★★★	★★	★★★
SANGLE DORSALE (page 51)	★★★	★★★	★★★	★★★	★★	★★	★★★	★★
SANGLE D'AIDE À LA DÉAMBULATION (page 51)		★★★		★★★			★★★	