



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

SANGLE DORSALE

La sangle se positionne au niveau de la taille, le réglage d'accroche se fait la sangle en tension avec le dos du patient collé au dossier.

Les mains sont posées sur les poignées et les bras tendus pour activer la tonicité du buste.

Le déploiement rapide et complet du bras de relevage donne une position debout.

Le déploiement partiel du bras de relevage combiné à la sangle sous-fessière donne une position assise.



Jersey



RÉFÉRENCES

Prix public T.T.C.
(TVA 5,5%)

SWYP2-PF-
S ou M ou L ou XL

140,00 €

SWYP2-PF-
2XL ou 3XL ou 4XL

350,00 €



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

SANGLE D'AIDE À LA DÉAMBULATION

La sangle se positionne au niveau de la taille, le réglage d'accroche se fait la sangle en tension avec le dos du patient collé au dossier.

Les mains sont posées sur les poignées et les bras tendus pour activer la tonicité du buste.

Le déploiement rapide et complet du bras de relevage donne une position debout.

Ses jambières lui permettent de sécuriser le patient pendant la déambulation.



Jersey



RÉFÉRENCES

Prix public T.T.C.
(TVA 5,5%)

SWYDE2-PF-
S ou M ou L ou XL

165,00 €

SWYDE2-PF-
2XL ou 3XL ou 4XL

400,00 €